

 POLE LABORATOIRES		LAB/ACHA/PRO1/FORM13
MONTPERRIN FORMULAIRE DE COMMANDE LABORATOIRE		Version 11
		Mis en application le : 13/02/2024

Pôle Laboratoire - 04 42 33 51 14 (réception) 04 42 33 69 32 (magasinier ou poste 6635)

Commandes à effectuer les mardis et jeudis pour livraison le lendemain commandeslabo@ch-aix.fr				
NOM et UF du service demandeur :		Date de la demande :		
Nom du cadre ou responsable :		Partie réservée au Laboratoire		
		date de remise:		Visa :
Désignation	Utilisation	Condt	Quantité demandée	Quantité délivrée
CARTES DE DEMANDES D'ANALYSES ET ORDONNANCE				
Cartes d'analyses de routine MONTPERRIN				
Cartes d'analyses COVID PCR				
Ordonnance pour Anatomopathologie		unité		

Cartes d'analyse Medecine préventive Hopital Montperrin

FLACONS, KITS, DIVERS				
Flacon plastique 60 ml couvercle jaune percutable (pour CBU ou chimie urinaire)		unité		
Tube boraté (pour CBU)		unité		
Tube pour chimie urinaire		unité		
Flacon plastique vissé 40 ml bouchon rouge		unité		
Ecouvillons ESWAB bleus (copro)		unité		
Flacon plastique vissé 180 ml (type BK, urines) bouchon rouge		unité		
Flacon plastique 2,7L pour urines de 24 heures		unité		
Flacon conique 45 ml (type BK, expectoration) bouchon rouge		unité		
Flacon conique 15 ml (catheter, prélèvements de liquide) bouchon jaune		unité		
Ecouvillons ESWAB standards (blancs)		unité		
Ecouvillons ESWAB fins (verts) (Rupture momentanée)		unité		
Bandelettes urinaires Multitix		boîte de 100		
Kit Quantiferon		kit		
Sachets plastiques de transport de prélèvements		paquet de 50		
KIT COVID écouvillons		unité		
Carton de triple emballage		unité		
Packs réfrigérants (pour transport de prélèvements au frais)		unité		
Pots pour frottis		plaque de 25		
Brossettes pour frottis		paquet de 25		
TUBES DE PRELEVEMENTS, HEMOCULTURES				
Flacon hémoculture aérobie (gris)		unité		
Flacon hémoculture anaérobie (violet)		unité		
Corps de pompe pour tube de prélèvement		50		
Tube bouchon transparent (neutre sans additif)	Purge	unité ou par100		
Tube bouchon bleu baque jaune (CTAD)	Coag	unité ou par 50		
Tube bouchon noir (citrate de sodium)	VS	unité ou par100		
Tube bouchon violet (EDTA)	Numération, typages	unité ou par100		
Tube bouchon blanc nacré (EDTA K2 avec gel)	Charge virale VIH VHC	unité ou par100		
Tube bouchon rose (EDTA K2)	BNP	unité ou par100		
Tube bouchon gris (Fluorure de sodium et Oxalate de potassium)	Glycémie, Alcoolémie	unité ou par100		
Tube bouchon vert (héparine de lithium) (Merci de prélever un tube supplémentaire pour toute demande de Clozapine)	Iono, Clozapine	unité ou par100		
Tube bouchon rouge (neutre et non siliciné)	Médicaments (Hors CLOZAPINE)	unité ou par100		
Tube bouchon jaune (neutre + gel séparateur)	Sérologie, Biochimie	unité ou par100		
Tube bleu marine 6 ml (hép. de sodium) pour lithium erythrocytaire : NE PLUS COMMANDER Remplacé par Tube bouchon violet (EDTA)	Sérologie, Biochimie	unité		
Tube rose microcuvette (EDTA K2E)	Tubes pour petites quantités de sang	unité		
Tube vert microcuvettes (Lithium Héparine avec gel)		unité		
Tube jaune microcuvettes (neutre + gel séparateur)		unité		
Tube bleu microcuvette (Citrate)		unité		

Tous les tubes de prélèvements peuvent être commandés soit à l'unité, soit au conditionnement indiqué